

「禁忌を含む使用上の注意」の改訂には十分ご留意ください。

【禁忌（次の患者には投与しないこと）】

- (1) 本剤の成分に対して過敏症の既往歴のある患者
 (2) 無尿や乏尿のある患者
 [水分の過剰投与に陥りやすく、症状を悪化させるおそれがある。]

組成・性状


販売名	イヌリード注
成分・含量	イヌリン (4g/40mL)
添加物	リン酸水素ナトリウム水和物 塩化ナトリウム リン酸二水素カリウム 水酸化ナトリウム
性状	放置するとき、白色の沈殿物と無色～微黄色の上澄液に分離する。 加熱溶解した場合、溶解液は無色～微黄色澄明の液となる。
pH	6.5～7.0 (加熱溶解し、室温放冷したとき)
浸透圧比 (生理食塩液に対する比)	0.9～1.1 (加熱溶解し、室温放冷したとき)

有効成分に関する理化学的知見

一般名：イヌリン (Inulin)

本質： α -D-Glucopyranosyl-(1 \leftrightarrow 2)-[(2 \rightarrow 1)- β -D-fructofuranan] with average molecular weight between 3,000 and 8,000

構造式：



分子式： $C_6H_{11}O_5 (C_6H_{10}O_5)_n OH$

分子量：3,000～8,000

性状：白色の粉末で、においはない。水、エタノール (99.5) 及びアセトンにほとんど溶けない。吸湿性である。

効能・効果

糸球体ろ過量の測定による腎機能検査

用法・用量

本剤1バイアルを加熱溶解し、日局生理食塩液360mLに希釈する。
初回量として、150mLを1時間に300mLの速度で30分間、次いで維持量として150mLを1時間に100mLの速度で90分間点滴静注する。

使用上の注意

1. 慎重投与（次の患者には慎重に投与すること）

- (1) 心臓、循環器系機能障害のある患者〔水負荷を行い循環血液量が増すことから、心臓に負荷をかけ、症状を悪化させることがある。〕
- (2) 腎不全あるいは腎透析を受けている患者〔水分、生理食塩液投与により、症状を悪化させることがある。〕
- (3) 高齢者〔「4.高齢者への投与」の項参照〕
- (4) アレルギー素因のある患者

2. 重要な基本的注意

- (1) 水負荷と生理食塩液を投与し患者に負荷をかける検査であることから、診断上の有益性が危険性を上回ると判断される場合にのみ投与すること。
- (2) 開始時より患者の状態を観察し、浮腫等の症状の悪化又は呼吸困難等が認められた場合には、直ちに検査を中止し、適切な処置を行うこと。
- (3) 類薬において急速静脈内投与を行うとショック、アナフィラキシーがあらわれたとの報告があるので、投与量に適した流速を維持して投与すること。

3. 副作用

承認時までの臨床試験における評価対象例125例中9例（7.2%）14件に副作用（臨床検査値の異常を含む）が認められた。〔承認時〕

市販後の使用成績調査における評価対象例1207例中14例（1.15%）19件に副作用（臨床検査値の異常を含む）が認められた。〔再審査終了時〕

(1) 重大な副作用

アナフィラキシー（0.1%未満）、ショック（頻度不明）：

ショック、アナフィラキシーがあらわれることがあるので、観察を十分に行い、呼吸困難、血圧低下等の異常が認められた場合には、投与を中止し、適切な処置を行うこと。

(2) その他の副作用

次のような症状があらわれることがあるので、観察を十分に行い、必要に応じ適切な処置を行うこと。

	2%未満
精神神経系	頭痛、頭部不快感
消化器	水様便
皮膚	皮疹
血液	白血球減少、好中球増加、リンパ球減少
肝臓	肝機能検査値異常 (AST (GOT)、ALT (GPT)、ALP等の増加)
その他	アミラーゼ増加

4. 高齢者への投与

一般に高齢者では生理機能が低下しているので患者の状態を観察しながら慎重に投与すること。

5. 妊婦、産婦、授乳婦等への投与

- (1) 妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には診断上の有益性が危険性を上回ると判断される場合のみ投与すること。〔ヒトにおいて胎盤通過性があり、胎児に移行することが報告されている^{1~3)}。〕
- (2) 授乳婦への投与は避けることが望ましいが、やむを得ず投与する場合は授乳を避けさせること。〔授乳中の投与に関する安全性は確立していない。〕

6. 小児等への投与

低出生体重児、新生児、乳児又は小児に対する安全性は確立していない。〔使用経験がない。〕

7. 適用上の注意

(1) 投与方法

本剤は静脈内投与のみに使用すること。

(2) 調製時

本剤は水に溶けにくく沈殿しているので、調製時には、以下に注意すること。なお、溶解には約100℃まで加熱が必要であるため、取り扱いには十分注意すること。また、加熱前及び加熱後の液が澄明でないもの、あるいは黄色に着色したものは使用しないこと。

- 1) バイアルをよく振り混ぜてから、あらかじめ約100℃に加熱した適当な加熱機器にて約20分間加熱し、その間、バイアルを数回取り出し、よく振り混ぜ、完全に溶解させること。
【注意】バイアルを取り出し振り混ぜる際には、厚手の手袋等を用いてバイアルのキャップ部を持って行うこと。
- 2) 完全に溶解していない場合は、更に加熱機器にて約10分間加熱する。約10分後に取り出して完全に溶解していない場合は使用しないこと。
- 3) 溶解したバイアルを室温まで放冷すること。生理食塩液で希釈する前に無色から微黄色の澄明な状態であることを確かめ、黄色に着色している場合は使用しないこと。〔本剤は長時間の加熱により黄色に着色することがある。〕
- 4) バイアルを開封し、本剤40mL (全量) を日局生理食塩液360mLに注入し、振り混ぜること。
- 5) 本剤は用時調製し、速やかに使用すること。

- (3) 投与時
 - 1) 不溶物の認められるもの又は混濁しているものは使用しないこと。
 - 2) 本剤はイヌリンが析出する可能性があるため、本剤投与時には0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いた輸液セットを通して使用すること。
 - 3) 本剤は投与方法に応じて点滴速度を調節する必要があるため、輸液ポンプ等を使用すること。
- (4) 投与後
 - 使用後の残液は使用しないこと。

8. 診断上の注意

- (1) 下記の条件を満たさない場合、測定値に誤差を生じることがある。
 - 1) 検査中は尿量1 mL/min以上を保たせること。
 - 2) 検査中、排尿時以外は安静臥床を保たせること。
- (2) 下記の薬剤との併用により、測定値に誤差を生じることがある。
抗酸化作用を有する薬剤（ビタミンE、プロブコール等）〔酵素法⁴⁾による測定では本検査の測定値に影響を及ぼすことがある。〕

測定法

1. 前処理

- (1) 検査当日は、検査結果に影響を与えないために、絶食すること。〔蛋白質食の摂取により、イヌリンクリアランスが上昇する可能性がある。〕
- (2) 患者の身長・体重を測定し、体表面積を求める。

2. 水負荷

- (1) 投与開始約30分前に水500mLを飲ませる。
- (2) 投与中も尿量相当分（約60mL）の水を採尿ごとに飲ませる。

3. 採血・採尿

- (1) 投与開始直前に採血・採尿し、ブランク測定用とする。
- (2) 投与開始30分後に完全に排尿させ、排尿完了時刻を0分とする。〔正確な糸球体ろ過量の測定結果を得るためには、膀胱を空にする必要がある。〕
- (3) 排尿完了の約15分後から30分間隔で3回、点滴の他側静脈より5mLずつ採血し、採血後、遠心分離し血清2mLを得る。
- (4) 排尿完了から30分間隔で90分まで3回採尿し、それぞれの採尿時間とその尿量を正確に測定する。

4. 定量

尿及び血清中のイヌリンの濃度を定量する。

5. 計算

定量した尿中イヌリン濃度 (mg/dL)、血清中イヌリン濃度 (mg/dL) 及び1分間尿量 (mL/min) から以下の計算式を用いてイヌリンクリアランスを算出し、3回の平均値をとる。

【イヌリンクリアランス】

$$C_x = \frac{U_x \times V_x}{P_x} \times \frac{1.73}{A}$$

C_x : イヌリンクリアランス (mL/min/1.73m²)

U_x : 尿中イヌリン濃度 (mg/dL)

P_x : 血清中イヌリン濃度 (mg/dL)

V_x : 単位時間あたりの尿量 (mL/min)

A : 身長・体重から求めた体表面積 (m²)

参考：体表面積A (m²) = 体重 (kg)^{0.425} × 身長 (cm)^{0.725} × 0.007184 (Du Bois式)

